



HTC centro medico ecografico ha la possibilità di effettuare questa manovra con professionisti esperti e preparati e con apparecchiature all'avanguardia.

In **HTC** puoi trovare inoltre, un'equipe che si occupa del sintomo dolore, con:

- **TRATTAMENTI TRADIZIONALI FARMACOLOGICI**
- **INFILTRAZIONI**
- **AGOPUNTURA**
- **IMPACCHI**
- **MASSAGGI**
- **TENS**

Chiedi un appuntamento per lo **SPORTELLO GRATUITO** tenuto da un medico specialista del dolore.

In segreteria ti verranno date tutte le informazioni.

HTC srl
Dir. Sanitario: Dr.ssa Piera Adele Milani
Via Martiri Partigiani, 33
27049—Stradella—PV
Tel. 0385 246861—Fax 0385 43363
e-mail: info@htcnet.it
Web: www.htcnet.it
Aut. Ordine dei Medici di Pavia n. 25 del
12/06/2001

AREA DOLORE



**ACIDO
IALURONICO
PER RIDARE
GIOVINEZZA
ALLE
ARTICOLAZIONI**



CARTA DEI SERVIZI

ACIDO IALURONICO PER RIDARE GIOVINEZZA ALLE ARTICOLAZIONI

Si chiama **viscosupplementazione** e si tratta di un'infiltrazione intra articolare di acido ialuronico.

L'artrosi è una patologia degenerativa delle articolazioni in cui la diminuzione dell'acido ialuronico del liquido sinoviale ad azione lubrificante, comporta l'alterata funzionalità dell'articolazione stessa e la comparsa di dolore.

La somministrazione dell'acido ialuronico per via **intraarticolare** è in grado di ripristinare le proprietà **viscoelastiche** del liquido sinoviale con conseguente miglioramento della funzionalità e attenuazione del dolore.

La terapia con infiltrazione di acido ialuronico eco-guidata può ridurre del 30-40% i sintomi dei pazienti affetti da artrosi d'anca di grado iniziale-intermedio, mentre la ripetizione ciclica del trattamento permette di mantenere il risultato ottenuto per anni e di ritardare un eventuale intervento chirurgico di protesizzazione.



Le **INDICAZIONI** all'infiltrazione quindi sono:


- coxartrosi in fase iniziale **GRADO 1** della Kellgren Lawrence grading Scale.
- coxartrosi media **GRADO 2** della Kellgren Lawrence grading Scale.
- In caso di coxartrosi grave **GRADO 3-4** della Kellgren Lawrence grading Scale, solo i pazienti con controindicazioni all'intervento di sostituzione protesica possono essere indirizzati a questo trattamento.

Le **CONTROINDICAZIONI** all'infiltrazione sono date da **paziente scoagulato** (gravemente piastrinopenico o in trattamento con dicumarinici) o con **infezioni cutanee** in sede d'iniezione.

Le infiltrazioni sono replicabili a distanza di 3-6 mesi su indicazione dello specialista ortopedico e della sua valutazione clinica.



La **TECNICA**, applicata ormai da anni per articolazioni medie come ginocchio e spalla, ora è utilizzata anche per l'articolazione coxo femorale (anca) come previsto dalle linee guida dell'American College of Rheumatology.



Essendo l'infiltrazione dell'anca più complessa rispetto a quella del ginocchio per problematiche anatomiche (prossimità dell'arteria e nervo femorale) e in seguito a un numero elevato di fallimenti per manovre eseguite "alla cieca", è di incontestabile supporto e sicurezza il ricorso alla pratica **ECOGUIDATA CON COLORDOPPLER**. Sulla sonda ecografica è inserito una guida graduata che permette la somministrazione dell'acido ialuronico sicuramente in articolazione, salvaguardando i vasi ed il nervo. La manovra viene effettuata in ambiente sterile con la collaborazione di due specialisti: ortopedico ed ecografista dotati di un apparecchio ecografico di alto profilo.